

MODE EMPLOI POUR LA COLLECTE D'ADN AVEC ECOUVILLON JOUE POUR L'ASCA ®

Lisez toutes les instructions jusqu'à la fin avant de commencer.

**** Il est important d'obtenir des cellules de la joue ou de la gencive sur la brosse et non SEULEMENT de la salive ****

Remplissez le FORMULAIRE DE SOUMISSION D'ÉCHANTILLON D'ADN fourni avec le kit écouvillon joue. Écrivez lisiblement et inclure une copie des papiers d'enregistrement ASCA de votre chien lorsque vous envoyez l'échantillon au laboratoire.

Vous recevrez deux écouvillons pour chaque chien. Merci de ne pas commencer le deuxième écouvillon avant que le premier soit remis dans le paquet fourni. **N'oubliez pas d'étiqueter les deux tubes avant de commencer.** Si vous faites l'échantillonnage de plusieurs chiens, merci de laver vos mains entre chaque chien.

IL EST IMPORTANT QUE DES PARTICULES DE NOURRITURE NE SOIENT PAS INCLUSES avec les des cellules de la joue et de la gencive échantillonnées de la gueule du chien. **Il est important d'obtenir cellules de la joue ou de la gencive sur la brosse et non SEULEMENT de la salive.** Échantillonnez les chiens quand ils n'ont pas de particules alimentaires présentes dans la gueule. Dans la matinée, avant de manger est idéale. Sinon, attendez au moins 30 minutes après avoir mangé pour laisser le temps aux particules de nourriture d'être éliminé de la gueule.

N'utilisez pas l'écouvillon joue sur des chiots qui tètent, car ils auront probablement l'ADN de leur mère (de son lait) dans leur gueule. Merci de faire la demande d'ADN de votre chien au moins 6 semaines avant que vous en aviez besoin.

1. Étiquetez le papier protecteur de chaque brosse avec le numéro d'enregistrement du chien ou le nom complet. Si vous soumettez seulement un chien, vous pouvez simplement mettre votre adresse sur le papier. Vous pouvez simplement utiliser une enveloppe pour les écouvillons.
2. Retirez la brosse de l'emballage en faisant attention de ne pas permettre le pinceau à rentrer en contact avec quoi que ce soit (y compris vos doigts).
3. Tenir la manche de la brosse entre votre pouce et votre index. Roulez la surface interne de la lèvre supérieure vers l'extérieur en insérant un doigt dans le coin de la gueule et en tirant vers le haut la lèvre.
4. Placez les poils de la brosse sur la surface intérieure de la lèvre.
5. Lâchez la lèvre, laissant la brosse dans la gueule et tenez le museau du chien en encerclant le nez d'une main, délicatement gardant la gueule du chien fermée.
6. Déplacez la brosse en avant et en arrière sur une courte distance dans l'espace entre la lèvre et la gencive, virevoltant la brosse avec votre pouce et votre index pendant qu'il est déplacé vers l'avant et l'arrière. **Les poils sur les côtés de la brosse doivent brosser la surface des gencives et la face**

interne de la lèvre. Vous devriez utiliser la même quantité de pression que vous utiliseriez pour vous brosser les dents.

7. Pour la collecte maximum d'ADN frottez pendant 45 secondes à 1 minute (environ 50 mouvements aller et retour) et augmentez la zone de collecte. Ne laissez pas tremper dans la salive du chien car cela enlève l'ADN.

8. Lorsque vous avez terminé avec cette brosse, placez la brosse debout dans un récipient pour sécher à l'air frais pendant 5 minutes en étant sûr de ne pas laisser le pinceau toucher aucune surface.

9. Répétez l'échantillonnage sur l'autre côté de la gueule en utilisant l'autre brosse.

10. Placez les brosses dans leurs emballages ou dans une enveloppe et retournez-les à Therion.

CONSEILS:

Quelques glissements ne donneront pas assez de cellules de la joue pour avoir un résultat. Soyez sûr de brosser suffisamment longtemps. Une brosse usée ne ressemble pas à une brosse non-utilisée. Vous pouvez voir du pigment si le chien a des gencives pigmentées ou vous pouvez voir un film léger sur les poils de la brosse.

ENVOYER VOTRE KIT ECOUVILLON PAR COURRIER NORMAL À:

**THERION INTERNATIONAL, LLC
109 CAROLINE ST., 1st FLOOR
SARATOGA SPRINGS, NY 12866**

L'ENVELOPPE SERA NON USINABLE – IL FAUDRA PLUS DE TIMBRES QU'UNE LETTRE

Conservez à température ambiante et envoyez-le dès que possible après la collecte. Si l'envoi d'échantillons est pour plusieurs chiens, placez les brosses pour chaque chien dans son propre enveloppe avec la documentation pour le chien, puis placez toutes les enveloppes dans une grande enveloppe pour l'envoi.

Si vous souhaitez savoir que le laboratoire a reçu votre kit (s), merci d'envoyer un accusé de réception.

N'APPELEZ PAS LE LABORATOIRE. Des questions? Contactez ASCA au 979.778.1082