

MODE D'EMPLOI POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUIN ADN PAR CARTE POUR LES CHIENS INSCRITS ASCA

Soyez sûr que vous avez rempli le formulaire d'ADN ASCA inclus avec votre carte (s).

1. Ne pas ouvrir la carte jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. FAITES UN CHIEN A LA FOIS.
2. Faites seulement une carte à la fois. Terminez une carte et rangez-la hors de la zone de travail avant de commencer un autre.
3. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez la carte afin que vous sachiez ce que vous cherchez quand vous êtes prêt à placer le sang sur la carte, en faisant attention de ne pas contaminer les 2 zones encerclées de violet.
4. Étiquetez le devant de la carte avec le numéro d'immatriculation ASCA du chien et son nom. (Remarque: Il n'y a pas de code barre.)
5. Étiquetez la petite enveloppe en plastique, qui sera utilisé pour renvoyer la carte au laboratoire, avec le nom du chien et son numéro d'enregistrement.
6. Faire prélever le sang par une personne qualifiée (vétérinaire, assistante véto, infirmière).
7. NE TOUCHEZ PAS l'intérieur de la carte avec l'aiguille, ne laissez RIEN toucher l'intérieur de la carte.
8. NE SATUREZ PAS la carte. Mettez 4 ou 5 gouttes de sang à l'intérieur de chacune des deux zones circulaires de la carte.
9. NE SOUFFLEZ PAS sur la carte pour la sécher. NE TOUCHEZ PAS la zone de sang.
10. NE RÉUTILISEZ PAS les aiguilles ou les seringues. Merci de les disposer correctement.
11. Créez une tente avec la carte (pour permettre au sang de sécher) et placez-le sur l'enveloppe correspondante (dans un autre endroit si vous faites plus qu'un profil) et laissez sécher pendant au moins 30 à 60 minutes; PLUS LONGTEMPS SI C'EST HUMIDE.
12. Lorsque la carte est sèche, placez-la dans l'enveloppe correspondante et fermez l'enveloppe.
13. Merci d'inclure une copie de l'enregistrement ASCA du chien avec l'échantillon et le formulaire. Si le chien n'est pas enregistré ASCA, merci d'inclure l'autre enregistrement du chien.
14. Si vous avez plusieurs chiens à profiler, retournez à l'étape 1 ci-dessus.

Note: les cartes n'ont pas besoin d'être réfrigérés et peuvent être envoyés par la poste régulière. Envoyez dès que possible après collecte avec le formulaire de soumission ASCA ADN.

**Envoyez à: THERION INTERNATIONAL, LLC
109 CAROLINE ST., 1st FLOOR
SARATOGA SPRINGS, NY 12866**

ENVOYEZ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION SI VOUS SOUHAITEZ
SAVOIR QUE LE LABORATOIRE A REÇU VOTRE ÉCHANTILLON